

Por favor, lê cuidadosamente esta informação antes de me utilizares. Não deites fora estas instruções de utilização, que contêm informação importante.

CONTEÚDO DAS INSTRUÇÕES

1. UTILIZA-ME PARA
2. COMO ME DEVES UTILIZAR
3. TEM CUIDADO COMIGO
4. OS MEUS INGREDIENTES
5. O QUE CONTENHO
6. COMO ME DEVES CONSERVAR
7. DETALHES DE CONTACTO

1. UTILIZA-ME PARA

Olá! Eu sou a Íris, Spray Nasal para a Constipação Comum que te ajuda com a tua constipação e juntos vamos conseguir! Eu trato os narizes congestionados e com "pingo" com eficácia e de uma forma natural.

Começa a utilizar-me quando aparecerem os primeiros sinais de uma constipação. Contenho uma solução suave de sal (2,2%) que reduz o inchaço da mucosa nasal, dilui o muco e alivia o congestionamento. Proporciono alívio a um nariz entupido e limpo-o para que possas voltar a respirar normalmente.

2. COMO ME DEVES UTILIZAR

Basta pulverizar-me 2 ou 3 vezes por dia e a constipação desaparece!

- Assoar o nariz suavemente antes de me utilizares
- Retirar a tampa protetora do injetor
- Agitar antes de utilizar
- Na primeira utilização, encher a bomba pressionando firmemente a parte superior várias vezes, depois disto, estou pronto a ser utilizado
- Colocar a parte superior do spray, com a cabeça erguida, dentro ou contra as narinas e pulveriza-me 1-2 vezes em cada narina. Repete na outra fossa nasal.
- Limpa o injetor após a utilização e substitui a tampa protetora na embalagem.
- Para crianças a partir dos 5 anos de idade, utiliza-me com 1-2 pulverizações em cada fossa nasal, 4-7 vezes por dia.

3. TEM EM ATENÇÃO

- Não me utilizes em crianças com menos de 3 anos de idade
- Crianças até aos 10 anos de idade devem ser assistidas por um adulto
- Não é recomendado continuar a utilizar-me por mais de 30 dias consecutivos
- Não deixes que outras pessoas me usem por razões higiénicas

- Evitar o contacto com os olhos
- Não me utilizes após a data de validade. Após a abertura, posso ser utilizado durante 1 mês.

Alergias

Não me utilizes em caso de hipersensibilidade a um ou mais dos meus ingredientes. No caso de irritação ou de outras queixas se agravarem após a utilização, deixar de me utilizar e consultar um médico.

Efeitos secundários

Uma ligeira sensação de formigueiro no nariz pode ser sentida imediatamente após a utilização, mas esta desaparecerá após alguns segundos. Não existem efeitos secundários conhecidos da minha utilização.

Interferência com outros medicamentos

Não há nenhum efeito negativo conhecido entre mim e outros medicamentos. Não me me utilizes juntamente com outro spray nasal sem aconselhamento médico.

Gravidez e aleitamento materno

Recomendo à tua mãe que não me utilize se estiver grávida ou a amamentar sem aconselhamento médico.

4. OS MEUS INGREDIENTES

Ingredientes: Aqua, Glycerin, Sodium Chloride, Sodium Levulinate, Hydroxypropyl Methylcellulose, Sodium Anisate, Opuntia Ficus-Indica Stem Extract, Phenoxyethanol.


5. O QUE CONTENHO

10 ml de spray nasal KIDSNER

Instruções de utilização

6. COMO ME DEVES CONSERVAR

Fora da vista e do alcance das crianças, a uma temperatura entre 15° - 25° C.

 embalagem. Após a abertura, posso ser utilizado durante 1 mês.

7. DETALHES DE CONTACTO KIDSNER

Nós preocupamo-nos com os seus filhos. Na KIDSNER adoramos fazer com que todos sejam um pouco mais felizes. É por isso que desenvolvemos produtos dedicados especialmente para crianças, que podem reduzir os sintomas dos problemas de saúde quotidianos de uma forma rápida e eficaz. Quer saber mais? Por favor visite a Kidsner em Kidsner.com

Todas as dúvidas sobre mim devem ser enviadas para o distribuidor.

Dispositivo médico: Íris Spray Nasal para a Constipação Comum é um dispositivo médico de classe I de acordo com a Diretiva 93/42/CEE.

Distribuidor em Portugal:

Wearebond Lda
Parque Industrial de Vendas
Novas Lote 28A 7080-341
Vendas Novas Portugal
Tel.: +351 265 092 982
info@wearebond.pt

 **Fabricante**
Peters Krizman AG
Schwiezergasse 20
CH-8001 Zurich, Switzerland

Data da última revisão: setembro de 2022



10 ml e



V9762808/2211
072630 v2.1